



## ICX-Cerec-Klebeabutment hex 1mm für Cerec L



**39,00 € \***

Marke: medentis medical GmbH  
Bestell-Nr.: C-029-000050

Inkl. Verbindungsschraube und Scankappe für Bluecam und Omnicam

### Produktbeschreibung ICX-Cerec-Klebeabutment

Jeweils eine Titanbasis von medentis medical, wird zusammen mit einer Abutmentschraube und einem Scankörper unsteril geliefert. Alle Teile sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Auf die Titanbasen können individuell gefertigte Mesostrukturen oder Provisorien geklebt werden. Die verklebten Teile werden im Mund mit der Abutmentschraube auf dem passenden Implantat verschraubt. Der Scankörper dient ausschließlich zur Erfassung der Implantatlage für die Konstruktion in der Software inLab 3D.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Das Sirona Dental CAD/CAM-System ist für die Herstellung von optischen Abdrücken zur Erfassung der topografischen Merkmale von Zähnen, dentalen Abdrücken oder Gipsmodellen mithilfe computerunterstützter Konstruktion und Fertigung bei Patienten indiziert, die Dentalrestaurationen und -prothesen benötigen. Das System kann auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden (restaurative Dentalprothesen, die in Verbindung mit enossalen Implantat-Abutments verwendet werden).

Das System, das auch bei der Bearbeitung von Mesostrukturen eingesetzt werden kann, umfasst:

- - Titanbasen
- Meso-Blöcke
- Sirona Dental CAD/CAM Konstruktions- und Fertigungsgeräte

Die Titanbasen werden an einem Implantat als prothetische Titanbasis zum Aufkleben auf Mesostrukturen fixiert, um die Funktion und Ästhetik im Mundraum wiederherzustellen.

### Artikeleigenschaften

|               |   |
|---------------|---|
| Merkmale::    | rotationsgesichert  |
| Durchmesser:: | Ø 4,5mm   |
| Dimensionen:: | 4,65mm K  |
| Material::    | <a href="#">Titan Grad 5</a>                                    |
| Zubehör::     | Inkl. Verbindungsschraube und Scankappe für Bluecam und Omnicam |
| Hinweis::     | K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze                            |

### Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Tages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.